

ACCU-CHEK® Solo

Roche

JEG SYNES, VI SKAL MØDES

En pumpe med ekstra muligheder.

Mød Accu-Chek Solo systemet. Pumpen, der er fri for de slanger, som normalt bruges ved konventionel insulinpumpebehandling.



ACCU-CHEK®

Overvejer du at få en insulinpumpe?

Det kan være en lang og udfordrende proces at finde ud af, om pumpebehandling er det rigtige for dig. Det er trods alt en meget personlig rejse.

Er pumpeterapi det rigtige for dig? Og hvis ja, hvilken Pumpe skal du vælge? Vi ved, at disse beslutninger ikke er lette at træffe.

*Mød Accu-Chek Solo pumpen,
oplevel vores ekstra services og værktøjer,
og få de oplysninger, du skal bruge
til at træffe dit valg.*

ER DU KLAR?



SOLO PUMPEN


Slangeløs og så lille og let, at du næsten ikke mærker, at den er der.

En af de primære årsager til, at nogle fravælger en almindelig insulinpumpe, er, at den er forbundet til slanger, som kan komme i vejen.

Accu-Chek Solo pumpen er anderledes.

Den lille og lette Pumpe er slangeløs og kan tilpasses dine rutiner. Den kan nemt placeres på forskellige infusionssteder og tages af efter behov.





Med det transparente reservoir kan du altid se insulinniveauet

Reservoiret er til 200 U og kan holde op til 4 dage



En pumpebase af høj kvalitet, der først skal udskiftes efter 180 dage

To hurtigbolus-knapper, som du kan bruge til at tilføre bolus efter behov


OPLEV ET MODULÆRT DESIGN

Vær smart – udskift kun engangskomponenterne. Ikke hele pumpen.

Takket være vores pumpedesign og den høje kvalitet kan pumpebasen bruges i 180 dage. Du skal kun udskifte engangskomponenterne hver tredje eller hver fjerde dag. Desuden hjælper det transparente reservoir dig med at opdage luftbobler under fyldningsprocessen, så risikoen for manglende insulindoser minimeres, og du kan kontrollere dit insulin.

Accu-Chek Solo infusionsenheden:

- Den sættes fast på kroppen og fungerer som holder til pumpen
- Tilfører insulin kontinuerligt via den kanyler, der er integreret i infusionsenheden
- Du kan tage pumpen af og sætte den på igen uden at spilde insulin
- Skal udskiftes efter 2-3 dage
- Fås i to forskellige kanylélængder, som passer til dine personlige behov



Pumpe

Infusionsenhed

OPLEV KONTROLLEN

Tilfør din bolusinsulin med eller uden diabetes manageren 24/7.

En bolus kan tilføres på to måder.

At leve med diabetes indebærer selvsagt en række bestemte krav og udfordringer. Og livet kan være krævende nok i sig selv. Vi har derfor designet Accu-Chek Solo pumpen, så du har kontrollen over den lige ved hånden. Den giver dig to muligheder for at tilføre din bolus: Du kan bruge diabetes manageren, eller – hvis du ikke har fjernbetjeningen med dig – blot bruge hurtigbolus-knapperne på pumpen til at administrere dit insulin.



OPLEV

FLEKSIBILITETEN

**Du bestemmer selv,
hvor du vil bære den.**

Du vælger selv. Accu-Chek Solo pumpen giver dig fleksibiliteten til at vælge mellem fire forskellige kropsområder til placeringen af pumpen. Gå med sommerkjole, eller vis din six-pack – nu kan du vise hud uden at vise din pumpe.

Mulige infusionssteder 



Du kan selv vælge, hvor du vil bære den, og hvornår det er tid til en kort pause*. Nyd den valgfrihed, som denne pumpe giver. Skift side, vis den eller skjul den – som det passer dig.

* Sørg altid for, at dit insulinbehov opfyldes med en erstatning, når du frakobler pumpen.

DIT LIV

DIT VALG

Skabt til at give dig fleksibilitet – da alt andet nogle gange bare er i vejen.

Hvad betyder dette helt nøjagtigt for dig? Lad os forklare det!

Accu-Chek Solo pumpen er diskret, takket være det intelligente design med hurtigbolus-knapperne direkte på pumpen. Det betyder, at selv hvis du ikke har diabetes manageren ved hånden, kan du give dig selv en hurtigbolus med nogle få enkle klik.

Du kan også skifte infusionssted uden at spilde insulin eller miste selve pumpen. Du skal blot tage pumpen af, skifte infusionsenhed og sætte den på igen. I stedet for ca. fem injektioner pr. dag har du kun brug for én indføring, når du skifter infusionssted efter to eller tre dage.

Vil du vide mere? Læs videre!



PASSER TIL ENHVER SITUATION

Du kan selv bestemme, hvad dagen skal bringe.

Du kan planlægge at gå ud for at danse, dyrke sport eller tage på en date! Med Accu-Chek Solo pumpens modulopbyggede design kan du selv bestemme, hvor du vil placere den.

En af fordelene ved selv at kunne vælge infusionssteder er, at hvert sted har sine egne fordele. Hvis du f.eks. er fysisk aktiv, kan den nedre del af ryggen være et godt sted, da det giver en mindre risiko for at trække pumpen ud ved et uheld. Hvis du gerne vil skjule pumpen, kan overarmen være det rigtige sted.

Vil du tage den af? Det er ikke noget problem. Tag den bare af, så du kan gøre, hvad du har lyst til, og sæt pumpen på igen senere. Men husk: Sørg altid for, at dit insulinbehov opfyldes med en erstatning, når du tager pumpen af.



PERFEKT HVER DAG

Fra mandag til søndag. Dag og nat.

Vil du sove længe en søndag eller bare i gang med dagen?
Intet problem, det gør du bare!

Sammenlignet med brugen af flere daglige injektioner så er du med Accu-Chek Solo pumpesystemet ikke bundet til en fast injektionsplan for langtidsvirkende (basal)insulin. Pumpen giver dig en personligt tilpasset insulintilførsel hele døgnet rundt takket være fem forskellige basalrateprofiler, der giver dig mulighed for at tilpasse dine insulinbehov til dine daglige rutiner: f.eks. arbejde hele dagen i forhold til at slappe af i sengen med en bog om søndagen.

Du kan også aktivere en midlertidig basalrate for at justere din insulintilførsel, hvis du dyrker sport, føler dig stresset eller er utilpas.



PASSER TIL DIN LIVSSTIL

Et pumpesystem, der er skabt til din livsstil.

Selvom dit liv kan være fuldstændigt anderledes end for andre personer med diabetes, er det primære formål med enhver vellykket diabetesbehandling at få dit blodsukker under kontrol og holde dig inden for et sikkert område. Vi arbejder derfor altid på at tilpasse diabeteskontrollen til dit liv. Ikke omvendt.

Dit liv. Dit valg.



ALT I EN

Alt-i-en pumpesystem med diabetes manager og bolusråd.

Det kan virke uoverskueligt at starte en midlertidig basalrate eller beregne en bolus, men med Accu-Chek Solo pumpesystemet er du ikke alene. Der medfølger en diabetes manager med bolusråd – som hjælper dig med matematikken.

For os betyder alt-i-en, at du får et pumpesystem, der hjælper dig med at kontrollere dine blodsukkerværdier og dække dine insulinbehov, mens det samtidigt registrerer de relevante diabetesdata, som du skal bruge til at optimere din behandling sammen med din diabetesbehandler.



FOR EKSTRA

MULIGHEDER

Du bestemmer, hvordan det skal være.

Vi ved ikke, hvad "ekstra muligheder" betyder for dig. Men vi ved, at der stadig er rigeligt at gøre for at forbedre dagligdagen for personer med diabetes. Med vores Accu-Chek Solo pumpesystem giver vi dig fleksibilitet og kontrol: Vi hjælper dig til at få det bedste frem i dig, mens du kontrollerer din diabetes.



FORDELE, DER BETYDER NOGET

Fordelene ved pumpebehandling sammenlignet med behandling med pen

- **Giver dig mere kontrol over din diabetes,** hvilket giver en nemmere hverdag og mindre risiko for langtidskomplikationer.
- **Hjælper med at forebygge lave blodsukkerniveauer og alvorlige udsving**
- **Du er ikke længere bundet til uret**
Opdag fleksibiliteten i dit liv – nu kan du selv bestemme, hvornår du vil spise, sove længe, rejse eller dyrke motion.
- **Hjælper dig med at sænke dit HbA1c-niveau og reducere dit insulinbehov**
- **Du skal kun skifte infusionssted hver anden eller tredje dag**
- **Bolustilførslen kan forlænges for måltider, der fordøjes langsomt**
- **Integreret opbevaring af data for insulintilførsels- og blodsukkerværdier**



FUNKTIONER, DER GØR EN **FORSKEL**

Accu-Chek Solo pumpen

- Slangeløs, pålidelig, lille og let
- Modulopbygget design, der gør det muligt at tage pumpen af og sætte den på igen uden at miste insulin
- Genanvendelig pumpebase
- Hurtigbolus-knapper til bolustilførsel direkte fra pumpen
- Reservoir med kapacitet op til 200 enheder
- Transparent reservoir, som giver mulighed for at kontrollere insulinniveauet både under og efter påfyldning og kan være en hjælp til at fjerne bobler
- To forskellige kanyllængder med forskellige indstiksdybder, som passer til din krops behov



FUNKTIONER, DER GØR EN FORSKEL

Accu-Chek Solo diabetes manageren

- Direkte adgang til vigtige funktioner via statusskærmen
- Integreret Accu-Chek Guide teststrimmelport med lys i til blodsukkermonitorering
- Klinisk dokumenteret bolusråd
- Tre bolustyper
- Fem basalprofiler
- Fem brugerdefinerbare midlertidige basalrater
- Muligt at skifte til pen-behandling uden at miste vigtige data
- Berøringsskærm i farver med PIN-kode/lås
- Brugerdefinerbare alarmer og påmindelser



ER DU **KLAR** NU?

**Er du interesseret i Accu-Chek Solo
pumpesystemet, eller ønsker du
mere detaljerede oplysninger?**

Kontakt dit diabetesteam for at få detaljerede produktoplysninger om
Accu-Chek Solo pumpesystemet, eller kontakt Accu-Chek kundeservice.

10201906 V.2

ACCU-CHEK og ACCU-CHEK SOLO er varemærker tilhørende Roche.
© 2023 Roche Diabetes Care



www.accu-chek.com
Roche Diagnostics A/S
Flaskehalsen 17, 4
DK-1799 København V

ACCU-CHEK[®]